


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Numb Para Wb, Ip, Elisa - P49757

Número de artículo: CM0011421



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NUMB de alta calidad validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige al homólogo de la proteína numb (P49757), un regulador clave de la endocitosis y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUMB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Especie	Humano
GeneID (humano)	8650
GeneID	8650
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aa 1-100 de NUMB humano (P49757).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49757
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo