


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Numb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Número de artículo: CM0027769



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUMB humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta NUMB endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de neurogénesis y endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUMB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Especie	Humano
ID de Gen	8650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 521-640 de NUMB humano (NP_003735.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49757
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo