

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nup153 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49790

Número de artículo: CM0006793



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra NUP153 de CamelBio detecta la nucleoporina 153 humana, de ratón y de rata (154 kDa) para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudiar el complejo del poro nuclear, el transporte nucleocitoplasmático y las interacciones entre virus y hospedador.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NUP153
Observaciones/Alias	N153; HNUP153; NUP153
Especie	Humana
GenelD (humano)	9972
GenelD	9972
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la NUP153 humana (P49790)
Fuente	De conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P49790
Peso de la proteína	154 kDa
Envío	Bolsa de hielo