

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup155 Para Wb, Elisa - 075694

Número de artículo: CM0025416



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUP155 humano (nucleoporina de 155 kDa), validado para Western blot (WB) y ELISA. Componente esencial del complejo del poro nuclear para el transporte nucleocitoplasmático; ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NUP155
Observaciones/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9631
ID de Gen	9631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1102-1391 de NUP155 humano (NP_705618.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075694
Peso Molecular de la Proteína	155kDa
Envío	Bolsa de hielo