

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup160 Para Wb, Elisa - Q12769

Número de artículo: CM0030666



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NUP160 validado para WB y ELISA con reactividad humana. Objetivo: proteína del complejo del poro nuclear Nup160, una nucleoporina de 162kDa implicada en el transporte de ARNm. Ideal para la investigación del NPC y el transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP160 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPHS19; NUP160
Especie	Humano
GeneID	23279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-150 de NUP160 humana (NP_056046.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12769
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo