


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup205 Para Wb Y Elisa - Q92621

Número de artículo: CM0023641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra NUP205 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la función del complejo del poro nuclear y los mecanismos de transporte nucleocitoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP205 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPHS13; C7orf14; NUP205
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23165
ID de Gen	23165
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-120 de NUP205 humano (NP_055950.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92621
Peso Proteico	228kDa
Envío	Bolsa de hielo