


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Tem1

Número de artículo: CM0021245



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUP210 (GP210, POM210), una glicoproteína de membrana del poro nuclear de 205 kDa. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación del ensamblaje y el transporte del complejo del poro nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP210 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GP210; POM210; NUP210
Especie	Humano
GeneID (humano)	23225
GeneID	23225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 680-880 de NUP210 humano (NP_079199.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8TEM1
Peso de la proteína	205 kDa
Envío	Bolsa de hielo