


Anticuerpo Policlonal Anti-Nup214 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35658

Número de artículo: CM0030911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NUP214 humano (proteína CAN). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte nucleocitoplasmático y los complejos de poro nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP214 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Especie	Humano
GenelD (humano)	8021
GenelD	8021
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1251-1350 de NUP214 humano (NP_005076.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35658
Peso de la Proteína	214kDa
Envío	Bolsa de hielo