


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup35 Para Wb Y Elisa - Q8Nfh5

Número de artículo: CM0013808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la nucleoporina humana NUP35, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del complejo del poro nuclear y el transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP35 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	129401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-326 de la NUP35 humana (NP_612142.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFH5
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo