


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup50 - Q9Ukx7

Número de artículo: CM0027310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la NUP50 humana (Q9UKX7) para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Validado para muestras humanas, de ratón y de rata; adecuado para estudios de complejos de poro nuclear e importación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPAP60; NPAP60L; NUP50
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10762
GeneID	10762
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKX7
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo