


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup54 Para Wb, Elisa - Q7Z3B4

Número de artículo: CM0015308



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NUP54 validado para WB y ELISA. Detecta la proteína NUP54 humana, de ratón y de rata (~55 kDa). Ideal para investigaciones sobre el complejo del poro nuclear y el transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP54 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NUP54
Especie	Humana
ID del gen (humano)	53371
ID del gen	53371
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de la NUP54 humana (NP_059122.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q7Z3B4
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsas de hielo