


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nup62 Para Wb, Ip, Elisa - P37198

Número de artículo: CM0002200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-NUP62 validado para WB, IP y ELISA; reacciona con NUP62 de humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína del complejo del poro nuclear involucrada en el transporte nucleocitoplasmático y la progresión mitótica. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP62 Rabbit mAb
Notas / Alias	p62, IBSN, SNDI, NUP62
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23636
GeneID	23636
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 423-522 de NUP62 humano (P37198)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37198
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo