


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup62 Para Wb Y Elisa - P37198

Número de artículo: CM0020001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína NUP62 humana, un componente del complejo del poro nuclear involucrado en el transporte nucleocitoplasmático y la regulación mitótica. Validado para aplicaciones de WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP62 Rabbit pAb
Abreviaturas / Sinónimos	p62; IBSN; SNDI; NUP62
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23636
ID del gen	23636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 403-522 de la NUP62 humana (NP_036478.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P37198
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo