


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nup93 Para Wb Y Elisa - Q8N1F7

Número de artículo: CM0027379



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NUP93 para Western blot (WB) y ELISA. Detecta NUP93 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre el ensamblaje del complejo de poro nuclear y la migración de podocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	NUP93 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	NIC96; NUP93
Especie	Humano
GeneID (humano)	9688
GeneID	9688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 670-819 de la NUP93 humana (NP_055484.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N1F7
Peso molecular de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo