

Anticuerpo Policlonal Anti-Nup98 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52948

Número de artículo: CM0014393



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a NUP98, una proteína del complejo del poro nuclear involucrada en el transporte nucleocitoplasmático. Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA, reconoce NUP98 humano y de ratón, lo que lo hace adecuado para estudios de ensamblaje y tráfico del NPC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo NUP98
Observaciones/Alias	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 621-920 de NUP98 humano (NP_624357.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52948
Peso Proteico	198kDa
Envío	Bolsa de hielo