

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nup98 Para Wb - P52948

Número de artículo: CM0007086



Introducción

mAb de conejo contra NUP98 validado para WB y ELISA. Detecta NUP98 endógeno en especies humana, de ratón y de mono. Herramienta esencial para estudios del transporte y ensamblaje del complejo del poro nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NUP98
Observaciones/alias	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Especie	Humana
ID del gen	4928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 712-863 de NUP98 humano (NP_001352055.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de mono
SWISS	P52948
Peso de la proteína	198 kDa
Envío	Bolsa de hielo