


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nur77 (Validado Por Kd) Para Wb Y Elisa - P22736

Número de artículo: CM0006682



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NUR77 humano (NR4A1). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización de receptores nucleares y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] NUR77 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [Validado por KD] NUR77
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3164
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de NUR77 humano (NP_002126.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22736
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo