

Anticuerpo Policlonal Anti-Nusap1 Para Wb Y Elisa - Q9Bxs6

Número de artículo: CM0019201

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUSAP1 (aa 1-61). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona con NUSAP1 humano y de ratón. Ideal para la investigación de la mitosis y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUSAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-61 de NUSAP1 humano (NP_060924.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9BXS6
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo