

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nutf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Número de artículo: CM0013620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NUTF2 humano (NTF2/PP15), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del transporte nucleocitoplásmico. Reacciona cruzadamente con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUTF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10204
ID de Gen	10204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de NUTF2 humano (NP_005787.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P61970
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo