

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nxf1 Para Wb, Ip Y Elisa - Q9Ubu9

Número de artículo: CM0008727



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NXF1 (TAP) de alta calidad, validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas. Dirigido contra el factor 1 de exportación del ARN nuclear, un receptor clave para la exportación de ARNm. Peso molecular previsto: 70 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NXF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10482
GeneID	10482
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de NXF1 humano (Q9UBU9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBU9
Peso molecular	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo