

Anticuerpo Policlonico Anti-Nxt2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Número de artículo: CM0015571

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a NXT2 humano (proteína de exportación relacionada con NTF2 2). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la exportación nuclear de ARNm y proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NXT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P15-2; NXT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55916
GeneID	55916
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-180 de NXT2 humano (NP_061168.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPJ8
Peso Molecular	16kDa
Envío	Bolsa de hielo