

Anticuerpo Policlonal Anti-Ny-Eso-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78358

Número de artículo: CM0026725



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NY-ESO-1 (CTAG1) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación de antígenos de cáncer/testículo, ya que NY-ESO-1 se expresa en diversos tipos de cáncer y en el testículo. Producido contra los aminoácidos 1-100.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NY-ESO-1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1485
GeneID	1485
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de NY-ESO-1 humano (NP_001318.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78358
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo