

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ny-Eso-1 Para Wb, Elisa - P78358

Número de artículo: CM0002683



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al antígeno de cáncer/testículo humano NY-ESO-1 (CTAG1). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, detecta una banda de 18 kDa, adecuado para la investigación en oncología e inmunodiagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NY-ESO-1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1485
GeneID	1485
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del NY-ESO-1 humano (P78358)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78358
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo