

Anticuerpo Policlonal Anti-Nyx De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu5

Número de artículo: CM0025472

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Nictalopina (NYX) humana, reactivo con humano y ratón. Adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Ideal para estudios de biología retiniana y trastornos de la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NYX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLRP; NBM1; CSNB1; CSNB4; CSNB1A; NYX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60506
GeneID	60506
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-481 de la NYX humana (NP_072089.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9GZU5
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo