

## Anticuerpo Policlonal Anti-Oas1 Para Wb, Elisa - P00973

Número de artículo: CM0020953



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la OAS1 humana (2'-5'-oligoadenilato sintasa 1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Esencial para investigación de inmunidad antiviral innata y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | OAS1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID              | 4938                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-364 de la OAS1 humana (NP_058132.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | P00973                                                                                                                              |
| Peso Molecular      | 46kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |