

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oas1 Para Wb Y Elisa - P00973

Número de artículo: CM0015205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OAS1 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta OAS1 humano con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de la inmunidad innata antiviral y la vía 2-5A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra OAS1
Observaciones/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4938
ID del gen	4938
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de OAS1 humano (NP_058132.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P00973
Peso proteico	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo