

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oas3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Número de artículo: CM0026785



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo OAS3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de inmunidad innata y antiviral. Peso proteico de 121 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OAS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p100; p100OAS; OAS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4940
GeneID	4940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-620 del OAS3 humano (NP_006178.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K5
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo