


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oasl Para Wb, Elisa - Q15646

Número de artículo: CM0022738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OASL humano (proteína similar a la 2'-5'-oligoadenilato sintetasa), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con OASL humano y de ratón. Ideal para la investigación de la inmunidad antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OASL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-oligoadenylate synthetase like
Especie	Humano
ID de Gen	8638
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 del OASL humano (NP_003724.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15646
Peso Proteico	29kDa/43kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo