

Anticuerpo Monoclonal Anti-Oat Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Número de artículo: CM0009154



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra OAT humano (Ornitina aminotransferasa), validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de aminoácidos y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] OAT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4942
ID de Gen	4942
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-439 de OAT humano (NP_000265.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04181
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo