

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oat Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Número de artículo: CM0026423



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OAT humano (SWISS P04181). Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta OAT en humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de aminoácidos y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4942
ID de Gen	4942
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04181
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo