

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oat3 Para If/Icc, Elisa - Q8Tcc7

Número de artículo: CM0024439

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OAT3 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Detecta el transportador de aniones orgánicos basolateral SLC22A8, crucial para la investigación de la excreción renal de fármacos y la desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-OAT3
Observaciones/Alias	OAT3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9376
ID del Gen	9376
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 32-123 de OAT3 humano (NP_004245.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCC7
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo