

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oat3/Slc22A8 Para Wb Y Elisa - Q8Tcc7

Número de artículo: CM0025497

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta específicamente la proteína humana OAT3/SLC22A8. Validado para Western blot (WB) y ELISA, se dirige a los aminoácidos 443-542. Ideal para la investigación del transportador renal y la disposición de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OAT3/SLC22A8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OAT3; OAT3/SLC22A8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9376
GeneID	9376
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 443-542 del OAT3/SLC22A8 humano (NP_004245.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCC7
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo