

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Oaz1 Para Wb, Elisa - P54368

Número de artículo: CM0029780



Introducción

Anticuerpo Policlonales de Conejo contra OAZ1 validado para WB y ELISA, reactivo con Humano, Ratón y Rata. Regula el metabolismo de poliaminas y la degradación de ODC. Inmunógeno recombinante. ~25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OAZ1 Rabbit pAb
Notas/Alias	AZ1; AZI; OAZ; OAZ1
Especie	Humano
ID del Gen	4946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de la OAZ1 humana (NP_004143.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54368
Peso Proteico	~25 kDa
Envío	Bolsa de hielo