


Anticuerpo Policlonal Anti-Obecn Para Wb, If/Icc, If-P Y Elisa - Q5Vst9

Número de artículo: CM0021061



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OBSCN humano, aplicable para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del músculo estriado y los sarcómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OBSCN Rabbit pAb
Observaciones/alias	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
Especie	Humano
GeneID (humano)	84033
GeneID	84033
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1621-1710 de OBSCN humano (NP_443075.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q5VST9
Peso de la proteína	868 kDa
Envío	Bolsa de hielo