

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oca2 Para Wb, Elisa - Q04671

Número de artículo: CM0027603

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína OCA2/P humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de melanogénesis, pigmentación y color de ojos. Enviado sobre hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OCA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4948
GeneID	4948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del OCA2 humano (NP_000266.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04671
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo