

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ocludina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Número de artículo: CM0007506



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Ocludina humana (Q16625). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la biología de las uniones estrechas y los mecanismos de entrada del VHC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Ocludina
Observaciones/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Ocludina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	100506658
ID del Gen	100506658
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 405-522AA de la Ocludina humana (NP_001192183.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo