

Anticuerpo Monoclonal Anti-Occludina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Número de artículo: CM0009469



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Occludina humana (Q16625). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la proteína de uniones estrechas; reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Occludin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludina
Especie	Humano
ID genético (Humano)	100506658
ID genético	100506658
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16625
Peso molecular de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo