

Anticuerpo Policlonal Anti-Ociad1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Número de artículo: CM0017808

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OCIAD1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación en células madre y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OCIAD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54940
GeneID	54940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de OCIAD1 humano (NP_060300.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NX40
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo