

Anticuerpo Policlonal Anti-Ociad2 Para Wb - Q56VI3

Número de artículo: CM0015620

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-OCIAD2 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación del ensamblaje del complejo III mitocondrial y la señalización de STAT3.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del producto	OCIAD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OCIAD2
Especie	Humana
GeneID	132299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-99 de OCIAD2 humano (NP_689611.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q56VL3
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo