

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ocrl Para Wb Y Elisa - Q01968

Número de artículo: CM0022459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OCRL humano (Q01968), validado para WB y ELISA. Detecta OCRL humano, de ratón y de rata; ideal para estudiar el metabolismo de los fosfatos de inositol, el tráfico endosomal y las ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-OCRL
Observaciones/Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4952
ID del gen	4952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de OCRL humano (NP_001578.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q01968
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo