

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ocrl Para Wb, Elisa - Q01968

Número de artículo: CM0020931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra OCRL humano (Q01968). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta la fosfatasa 5-fosfato de polifosfato de inositol implicada en el tráfico endosomal y la función ciliar. Adecuado para la investigación del síndrome de Lowe.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] OCRL pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4952
ID de Gen	4952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del OCRL humano (NP_001578.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01968
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo