

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oct4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

Número de artículo: CM0029987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo OCT4 para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con OCT4 humano y de ratón, un factor de transcripción clave para la pluripotencia de las células madre embrionarias. Ideal para investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OCT4 Rabbit pAb
Notas/Alias	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
Especie	Humano
GeneID	5460 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 210-310 de 4-oct humano (NP_002692.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q01860
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo