

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Odc1 Para Wb Y Elisa - P11926

Número de artículo: CM0008415



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ODC1 humana (descarboxilasa de ornitina), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una banda de aproximadamente 51 kDa. Ideal para estudiar la biosíntesis de poliaminas y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ODC1
Observaciones/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Especie	Humana
GeneID (humano)	4953
GeneID	4953
Inmunógeno	Péptido sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ODC1 humana (P11926).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P11926
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo