

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Odc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P11926

Número de artículo: CM0019532



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ODC1 humano (Ornitina descarboxilasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de biosíntesis de poliaminas y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ODC1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4953
ID del Gen	4953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ODC1 humano (NP_002530.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11926
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo