

Anticuerpo Policlonal Anti-Odf1 Para Wb Y Elisa - Q14990

Número de artículo: CM0022713

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ODF1 humano para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata, adecuado para la investigación de la fibra densa externa de la cola del espermatozoide y la espermatogénesis, peso de la proteína 28kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ODF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4956
GeneID	4956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-180 del ODF1 humano (NP_077721.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14990
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo