

Anticuerpo Policlonal Anti-Odf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Bjf6

Número de artículo: CM0016524

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ODF2 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta ODF2 de humano, ratón y rata (~95 kDa). Adecuado para investigación de centrosomo/centríolo y cola de espermatozoide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ODF2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-829 de ODF2 humana (NP_702911.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5BJF6
Peso Molecular de la Proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo