

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02218

Número de artículo: CM0003151



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra OGDH humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el ciclo de Krebs y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGDH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4967
GeneID	4967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 869-1023 de OGDH humano (NP_002532.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02218
Peso molecular de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo