


Anticuerpo Policlonal Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Número de artículo: CM0030231



Introducción

OGDH Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para la detección de 2-oxoglutarato deshidrogenasa E1 (OGDH) en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios del ciclo de Krebs y metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGDH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4967
GeneID	4967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-427 de la OGDH humana (NP_001003941.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02218
Peso de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo