


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ogdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Número de artículo: CM0016329



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-OGDH validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta OGDH humano, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial clave en el ciclo del ácido cítrico. Adecuado para investigación en metabolismo y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OGDH Conejo pAb
Observaciones/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Especie	Humano
ID del Gen	4967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-427 de OGDH humano (NP_001003941.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02218
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo