

Anticuerpo Policlonal Anti-Ogfr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzt2

Número de artículo: CM0025478

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OGFR humano (receptor del factor de crecimiento opioide). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Diseñado para la investigación sobre la regulación del crecimiento y la señalización opioide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGFR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11054
GeneID	11054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 358-482 de OGFR humano (NP_031372.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZT2
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo